

## NEW!!! Driver allungati per impianti ARRC (Arrow Press Changeable)

10/2011

Alpha-Bio Tec è lieta di presentare i nuovi driver da utilizzare su impianti ARRC, per soluzioni protesiche avvitate e cementate.

Un nuovo driver per l'inserimento degli impianti ARRC - Arrow Press Changeable

Questo nuovo driver, con una lunghezza di 18mm, permette all'impianto un migliore accesso in creste sottili e spazi limitati. Il driver favorisce una maggiore stabilità e massimo controllo durante il posizionamento dell'impianto.

Un nuovo cacciavite a testa esagonale da 1.25mm (Regular e Short)

Questo nuovo cacciavite da 1.25mm (regular e short) viene utilizzato per viti protesiche, cappette di guarigione e monconi. Le testa esagonale si attacca alla vite e la trattiene durante l'inserimento, permettendo così una presa facile e stabile durante tutta la procedura.

Un nuovo cacciavite a testa esagonale da 1.77mm (Short)

Un nuovo driver studiato per le soluzioni protesiche avvitate (TSA o TCT). La testa del nuovo driver consente di avere una presa confortevole e stabile, garantendo una maggiore facilità e semplicità di inserimento.



Rif. no. # **4531** - Driver allungato per impianti ARRC - 18 mm



Rif. no. # **4052** - Cacciavite manuale ad esagono interno - 1.25 mm



Rif. no. # **4053** - Cacciavite manuale ad esagono interno - 1.25 mm Short



Rif. no. # **4177** - Cacciavite manuale ad esagono interno - 1.77 mm Short