



Abutment Calcinabili CoCr CHC

Aggiornamento Prodotti Alpha-Bio Tec

COMUNICATO STAMPA
01/03/2019

Alpha-Bio Tec presenta l'aggiornamento del diametro da 4.7mm a 3.6mm per gli Abutment Cromo-Cobalto CHC (Connessione Conometrica Narrow).

Questo cambiamento consente una migliore riabilitazione con gli impianti narrow CHC (NICE e NeO 3.2 / 3.5) nei casi di spazio interprossimale limitato.



Gli abutment CoCr CHC includono 2 basi: base CoCr e base Titanio.
Durante il processo di fusione utilizzare solo la base CoCr



CoCr PUNTO DI FUSIONE	>1290°C - 1380°C	>1290°C - 1380°C
CODICE	TLABCC-CHC	TLABCC-R-CHC
ART. N°	3613	3614

Per maggiori informazioni:

HTD CONSULTING s.r.l. Unipersonale

Via M. Buonarroti 2 B
53013 Gaiole in Chianti (SI) • IT
+39 0577 749 047
info@htd-consulting.it
htd-consulting.it