



HTD CONSULTING

CAD CAM Restoration Line – Connessione Conometrica Standard CS

Aggiornamento prodotti

Comunicato Stampa

07.2018

Alpha-Bio Tec presenta l'introduzione nella linea CAD CAM dei seguenti articoli compatibili con la nuova connessione conometrica standard (CS). La componentistica CS si distingue dalle altre tipologie per il codice colore "green".

- 6 TiBase (#3832, #3840, #3842, #3833, #3841, #3843) disponibili in tre altezze e ideali per riabilitazioni su elementi singoli e multipli
- 2 Abutment Pre-Milled (#3854, #3855)
- 2 Analoghi per modelli digitali (#3459, #3838)
- 1 Scan Body Dual Use con vite abutment standard inclusa (#3837)

Ti Base - Antirotazionale (dente singolo)			
			
Dimensioni	A: Ø4.7 mm B: 4 mm C: 4.87 mm D: 0.53 mm	A: Ø4.7 mm B: 4 mm C: 5.62 mm D: 0.53 mm	A: Ø4.7 mm B: 4 mm C: 6.62 mm D: 0.53 mm
Codice	TB_0.75_AR_CS	TB_1.5_AR_CS	TB_2.5_AR_CS
Art. n°	3832	3840	3842

Ti Base - Rotazionale (più elementi)			
			
Dimensioni	A: Ø4.7 mm B: 4 mm C: 4.87 mm D: 0.53 mm	A: Ø4.7 mm B: 4 mm C: 5.62 mm D: 0.53 mm	A: Ø4.7 mm B: 4 mm C: 6.62 mm D: 0.53 mm
Codice	TB_0.75_R_CS	TB_1.5_R_CS	TB_2.5_R_CS
Art. n°	3833	3841	3843



HTD CONSULTING

Abutment Pre-milled			
Dimensioni	A: Ø11.5 mm B: 20 mm	Dimensioni	A: Ø15.8 mm B: 20 mm C: 15 mm
Codice	BA_PF_CS	Codice	WBA_PF_CS
Art. n°	3854	Art. n°	3855

	Vite	Analoghi	
Codice	STLA-CS	IA-CS	AN-PM-CS
Art. n°	3510	3459	3838
Istruzioni	Vite abutment CS (inclusa nella confezione)		Per modelli digitali



Scan Body Dual Use
H 10 mm

IOSB-CS
3837
(per Clinico e Tecnico)

Vite abutment standard inclusa

Informazioni:
 HTD Consulting Srl
 Via M. Buonarroti 2 B - 53013 Gaiole in Chianti (SI)
 Tel. +39 0577 749047 - Fax. +39 0577 744693
 info@htd-consulting.it - www.htd-consulting.it