



HTD CONSULTING






## CAD CAM Digital Restoration Line – Ti Base

*Aggiornamento prodotti*

Comunicato Stampa

**01.2018**

Alpha-Bio Tec presenta l'aggiornamento della linea CAD CAM che prevede l'introduzione di 4 nuovi TiBase (#4951, #4952, #4953, #4954) per le connessioni ad esagono interno (IH) e conometrica (CHC).

Ti Base				
	Connesione ad Esagono Interno IH		Connesione Conometrica CHC	
	Antirotazionale (dente singolo)	Rotazionale (più elementi)	Antirotazionale (dente singolo)	Rotazionale (più elementi)
				
Dimensioni	A: Ø4.5 mm B: 4 mm C: 6.5 mm D: 0.6 mm	A: Ø4.5 mm B: 4 mm C: 6.5 mm D: 0.7 mm	A: Ø3.8 mm B: 4 mm C: 6.5 mm D: 0.42 mm	A: Ø3.8 mm B: 4 mm C: 6.5 mm D: 0.5 mm
Codice	CCTB-2.5	CCTB-R-2.5	CCTB-CHC-2.5	CCTB-CHC-R-2.5
Art. n°	4951	4952	4953	4954
Istruzioni	Protesi su dente singolo	Protesi su più elementi	Protesi su dente singolo	Protesi su più elementi

Informazioni:

HTD Consulting Srl

Via M. Buonarroti 2 B - 53013 Gaiole in Chianti (SI)

Tel. +39 0577 749047 - Fax. +39 0577 744693

info@htd-consulting.it

www.htd-consulting.it