

# PEEK

## Monconi Provvisori

Rimodellamento Ottimale  
Eccellente Risultato Estetico

### Indicazioni di utilizzo

- Protesi provvisoria avvitata o cementata
- Protesi provvisoria su elemento singolo o più elementi
- Ideale anche per il carico immediato
- Ideale per condizionare al meglio i tessuti molli

I monconi provvisori PEEK sono idonei per protesi provvisorie/temporanee fino a 180 giorni, sono forniti non sterili, possono essere sottoposti a sterilizzazione (121°) e sono mono-uso. Per garantire un'ottimale connessione temporanea applicare un Torque di chiusura vite a 15 Nmc max.

### Vantaggi clinici

- Eccellenti risultati estetici grazie al design anatomico e alla colorazione
- Il polimero PEEK consente una facile e rapida rimodellazione direttamente nel cavo orale del paziente
- Ottima compatibilità biologica
- Eccellenti proprietà meccaniche quali durezza, resistenza e resilienza
- Previene la conduttività termica ed elettrica
- Elevata resistenza alle forze prodotte dal carico masticatorio
- Eccezionale resistenza chimica
- Può essere sterilizzato (121°) senza provocare alterazione delle proprietà meccaniche o di biocompatibilità
- Eccellente radiopacità




DRITTO




Dimensioni	L: 9 mm, H: 1mm	L: 9 mm, H: 2mm	L: 9 mm, H: 3mm
Codice	TPA1	TPA2	TPA3
Cat. N°	5416	5417	5418

15°



Dimensioni	L: 8 mm, H: 1mm	L: 8 mm, H: 2mm	L: 8 mm, H: 3mm
Codice	TPA1-15	TPA2-15	TPA3-15
Cat. N°	5419	5420	5421

25°



Dimensioni	L: 8 mm, H: 1mm	L: 8 mm, H: 2mm
Codice	TPA1-25	TPA2-25
Cat. N°	5422	5423

L'alta qualità dei prodotti Alpha-Bio Tec soddisfa i più severi standard internazionali. I prodotti Alpha-Bio Tec sono approvati per la distribuzione in USA\* e marchiati CE secondo le direttive del Consiglio 93/42/EEC ed Emendamento 2007/47/EEC. Alpha-Bio Tec è conforme al sistema ISO 13485:2003 ed al sistema di valutazione della Conformità degli Strumenti Medicali Canadesi (CMDCAS).

\*alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili